



Colag V

Los creadores del Colágeno Vaginal

Colágeno Sublingual

Presentación: Colágeno líquido en frasco

Contenido: 60 ml

Uso: Sublingual

Dosis: 25 gotas por aplicación

Fabricante: Colag V México

Laboratorio: Ultrafac Laboratorios S.A de C.V.

Registro: Avisado ante COFEPRIS

Fórmula líquida de colágeno bioactivo diseñada para administración sublingual, como complemento de una rutina enfocada en piel, músculos y articulaciones.

Recovery • Recuperación

Orientado al soporte muscular y articular después de la actividad física.

Elasticity • Elasticidad

Contribuye al cuidado de la elasticidad y apariencia de la piel.

Daily Wellness • Bienestar

Diseñado para complementar la rutina diaria de hombres y mujeres.





APPLICATION SYSTEM

Simple. Directo. Localizado.

01 • DOSIFICA

Coloca 25 gotas
debajo de la lengua.

02 • MANTÉN

Deja actuar de 2 a 3 minutos
debajo de la lengua.

03 • INGIERE

Uso diario,
preferentemente en ayunas

COLAG V®

Precision care. Aplicación directa.

Este producto no es un medicamento. Su uso es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.